





Agarose 1200 Standard Type 濃度別泳動例

東京医学技術専門学校の伊藤隆志先生のご厚意により写真を提供して頂きました。



低分子領域における分離能について

以前からお世話になってます、お得意様のご厚意により写真を提供して頂きました。

研究室でよく見かける小型電気泳動装置で、当社のアガロースを濃度3%、100bp DNA Ladderを使用して比較しました。

その結果、低分子領域において当社従来品より新製品のアガロース、Code No.PH108、HR103の分離能が良いことがわかりました。

Agarose 1200 Standard Type
Code No.PH108




Agarose HR 20-1000bp
Code No.HR103



Agarose LM Low Melting Point
Code No.LM102



Agarose LE-1200 当社従来品
Code No.PH104



ペプチド合成サービス

株式会社ピーエイチジャパン