

# よい結果のための Agarose 1200 Standard Type

## Agarose 1200

Standard Type

コード番号 PH108

ph agarose

検索



平成31年  
3月20日まで

延長!


3年前よりキャンペーンを  
切れ目なく継続中

100g ~~11,000円~~ **7,700円**

500g ~~42,000円~~ **29,400円**

| 品名            | Agarose 1200 Standard Type | Agarose HR               | Agarose LM               |
|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| コード番号         | PH108                      | HR103                    | LM102                    |
| 用途            | 100bp - 20kbp              | 20-1000bp                | Low Melting Point        |
| 5g            |                            | <b>2,450円 / 3,500円</b>   | <b>2,240円 / 3,200円</b>   |
| 25g           |                            | <b>10,500円 / 15,000円</b> | <b>9,800円 / 14,000円</b>  |
| 100g          | <b>7,700円 / 11,000円</b>    | <b>31,500円 / 45,000円</b> | <b>30,100円 / 43,000円</b> |
| 500g          | <b>29,400円 / 42,000円</b>   |                          |                          |
| EEO           | ≦0.13                      | ≦0.1                     | ≦0.1                     |
| Gelling Point | ≦36°C (1.5% gel)           | ≦33°C (1.5% gel)         | ≦26°C-30°C (1.5% gel)    |
| Melting Point | ≧88°C (1.5% gel)           | ≧70°C (1.5% gel)         | ≧65°C (1.5% gel)         |
| Gel strength  | ≧1200g/cm2(1% gel)         | ≧750g/cm2(1.5% gel)      | ≧200g/cm2(1% gel)        |
| Sulfate       | ≦0.15%                     | ≦0.1%                    | ≦0.1%                    |
| Ash           | ≦0.5%                      | ≦0.5%                    | ≦0.5%                    |

### Dnase&Rnase, Protease and Endonuclease : Non detected



Code No. PH108 スタンダードタイプについては、ホームページに各マーカー、濃度別の泳動例を掲載しています



ペプチド合成サービス

株式会社ピーエイチジャパン

〒732-0062 広島県広島市東区牛田早稲田2丁目19-45-506

TEL: 082-223-6347 FAX: 082-223-6342

http://www.phjapan.jp E-mail: info@phjapan.jp

販売店